

\\ 新しい選択肢が増えました //

強度を優先したラインナップ

曲げ強度1300Mpa

透過性も45%

より強度の必要な症例に最適です

2021年  
3月1日

## Zivino® 4Yディスク新登場

Zivino® 4Yディスクは単一組成なので難症例にも対応可!

従来の Zivino® グラデーションディスクは審美症例に最適です。症例によりディスクをお選びいただけます。

Y?

4YのYとは?

イットリアの含有量を表示しています。  
ジルコニアにイットリウムを固溶させると透過性は上がるが強度は落ちます。

特徴

4Yの特徴とは?

5Yは透過性に優れていますが、強度は高くなく、3Yは強度は高くなりますが、透過性は落ちます。

4Yは強度もあり透過性にも優れたディスクです。



Zivino®

当社では吹田市がDV防止対策と児童虐待防止策を一体として進める「Wリボンプロジェクト」に賛同し、Zivinoの売上金の一部を同プロジェクトに寄付させていただいております。

2021年  
3月1日  
スタート

期間限定のお得なキャンペーン

# Zivino® 4Y ディスク ラインナップ記念キャンペーン

CAD/CAMシステム製品 **10% OFF**

- ・DIS システム (Co-Cr フレーム、Ti フレーム、Ti アバットメント、Ti バー)
- ・ZEX フレーム (天然歯、インプラント SR、Zr アバットメント)

さらにTi 製品なら7 歯以上で **20% OFF**

**配送料** (一律 600 円) もご請求時に還元

キャンペーン期間は、2021年3月1日～2021年5月末日までの  
受注分とさせていただきます。お早めにご発注くださいませ。

**DENTECH**  
INTERNATIONAL

デンテック インターナショナル株式会社

[dentech-inc.jp](http://dentech-inc.jp)

■大阪オフィス

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-16-32 デンテックビル TEL:06-6192-1000 FAX:06-6192-1010 e-mail:info@dentech-inc.jp

■東京オフィス

〒130-0012 東京都墨田区太平2-12-11 サンハイツ301 TEL:03-6658-4151 FAX:03-6658-4152

■高知オフィス 3XC DenTech Digital Design Center

〒787-0012 高知県四万十市右山五月町9-16 TEL:0880-35-6111 FAX:0880-35-6112

