

期間限定のお得なキャンペーンのお知らせ

# Zivino® 4 10%OFF

Zivino®は、インプラント補綴に特化したジルコニアディスクです。

**Zivino® Light&Medium**

トリプル  
マルチ  
レイヤー

色調、強度、透過性の三種類のマルチレイヤーを  
施したトリプルマルチレイヤーディスクです。

曲げ強度(MPa)

950  
~  
1300

透過率(%)

45  
~  
55

マージン部を強化した Zivino® BLEACH ディスクのラインナップもございます。

**Zivino® 4**

単一  
組成

単一組成で、曲げ強度 1300MPa 以上、  
透過性 45%と強度を優先しつつも  
透過性も保つディスクです。

審美領域にトリプルマルチレイヤー  
のディスクを使用し、強度が必要な  
臼歯部に4Yの単一組成ディスクを  
ご使用いただくこともできます。

曲げ強度(MPa)

1300  
以上

透過率(%)

最大  
46



10%  
OFF

Zivino® 4 のディスク

2021年10月20日～2021年12月31日まで

20%  
OFF

アンケートにご協力いただいた方

さらに 10%OFF

<https://forms.gle/2ppCKgVfiboeHqju9>

左のQRコードを読み込んでアンケートにお答えください



●ご購入金額が税込 6,000 円以上の場合、送料無料とさせていただきます。(6,000 円未満は送料 600 円)

●弊社作製のジルコニアフレームは基本保証は 10 年ですが、8 ユニット以上は保証期間内であれば 1 回のみ無償にて再製いたします。  
2 回目以降の再製は有償となります。いずれの場合も前回作製のフレームと交換となりますので、前回のフレームはご返却ください。

**DENTech**  
INTERNATIONAL

デンテック インターナショナル株式会社

[dentech-inc.jp](http://dentech-inc.jp)

■大阪オフィス

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-16-32 デンテックビル  
TEL: 06-6192-1000 FAX: 06-6192-1010  
e-mail: info@dentech-inc.jp

■東京オフィス

〒130-0012 東京都墨田区太平2-12-11  
サンハイツ301  
TEL: 03-6658-4151 FAX: 03-6658-4152

■高知オフィス

3DC DenTech Digital Design Center  
〒787-0012 高知県四万十市石山五月町9-16  
TEL: 0880-35-6111 FAX: 0880-35-6112

# 強度を優先したラインナップ

# Zivino<sup>®</sup>4Yディスク

曲げ強度 1250～1300MPa

透過率 45～46%

## 4YのYとは?

イットリアの含有量を表示しています。  
ジルコニアにイットリウムを固溶させると透過性が上がるが強度は落ちます。

## 4Yの特徴とは?

5Yは透過性に優れていますが、強度は高くなく、3Yは強度は高くなりますが、透過性は落ちます。4Yは強度もあり透過性にも優れたディスクです。

従来の Zivino<sup>®</sup>グラデーションディスクは審美症例に最適です。  
症例によりディスクをお選びいただけます。


|               | トリプル<br>マルチ<br>レイヤー<br>Light&Medium | BLEACH    | 4Y<br>単一<br>組成 |
|---------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| 曲げ強度<br>(MPa) | 950～1300                            | 1050～1460 | 1250～1300      |
| 透過率<br>(%)    | 45～55                               | 45～55     | 45～46          |



製造販売業者  
アダマンド並木精密宝石株式会社



Zivino<sup>®</sup>4Yディスクは  
単一組成なので  
難症例にも対応可!



■粒径観察画像

当社では吹田市がDV防止対策と児童虐待防止策を一体として進める「Wリボンプロジェクト」に賛同し Zivino の売上金の一部を同プロジェクトに寄付させていただいております。



デンテック インターナショナル株式会社

dentech-inc.jp

■大阪オフィス  
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-16-32 デンテックビル  
TEL : 06-6192-1000 FAX : 06-6192-1010  
e-mail : info@dentech-inc.jp

■東京オフィス  
〒130-0012 東京都墨田区太平2-12-11  
サンハイツ301  
TEL : 03-6658-4151 FAX : 03-6658-4152

■高知オフィス  
3DC DenTech Digital Design Center  
〒787-0012 高知県四万十市右山五月町9-16  
TEL : 0880-35-6111 FAX : 0880-35-6112